


## GripStrip Use Overview



### English INSTRUCTIONS FOR USE

For professional use only

#### Product Description

- Metal strip, diamond-coated on one side only with two working sections of different grit sizes:
- o Coarse: 80 µm (blue) and 40 µm (red) – for substantial reduction
- o Medium: 40 µm (red) and 15 µm (yellow) – for moderate reduction
- o Medium Mini: 40 µm (red) and 15 µm (yellow) – for moderate reduction, reduced length for easier handling
- o Fine: 15 µm (yellow) and 8 µm (orange) – for fine reduction and polishing
- o Uncoated middle section to easily slide through contacts
- Size/Dimensions:
- o 2.5mm height x 80mm length x 0.05mm thickness (Coarse, Medium, Fine)
- o 2.5mm height x 55mm length x 0.05mm thickness (Medium Mini)
- Perforated anatomical ends for better gripping
- Sterilizable and reusable

#### Indications of Use

	Coarse	Medium*	Fine
Shaping, contouring existing composite restorations	X		
Shaping composite restorations and crown margins in interproximal areas	X	X	
Finishing composite restorations and crown margins in interproximal areas		X	X
Removing excess material and overhangs from composite restorations and crown margins	X	X	
Final polishing of interproximal areas			X
Removing stains and discolorations in interproximal areas			X
Facilitating orthodontic movement of crowded teeth by opening interproximal spaces	X	X	X

\*Same indications of use for Medium Mini

#### Instructions

- To move GripStrip through the contact, place the uncoated section of the strip at the contact (figure 1) and exert a slight horizontal movement. **NOTE:** Do not twist, bend or pull strip too tightly or strip may break. For tight contacts, insert a wedge to create a slight separation between the teeth. To break a contact, use Centrix ProxiDiscs® Proximal Separator Discs.
- Using a back and forward movement, first work the more abrasive side of the GripStrip (figure 2) followed by the less abrasive side to shape and smooth the tooth surfaces (figure 3) until desired result is reached. Fine GripStrips should only be used for polishing and stain removal. **NOTE:** Skipping a grit size may reduce the quality of the final restoration.
- Remove the GripStrip by first positioning the uncoated segment at the contact (figure 4) and then slide out with a vertical movement. **NOTE:** Do not remove the GripStrip through the contact area using the diamond-coated sides.
- The tabs at the end of each GripStrip enable easy grasping. When space is tight or more control is needed, grasp the GripStrip closer to the midline and use normally.

#### Maintenance and Sterilization

- GripStrip metal strips are supplied non-sterile. Prior to first use, and immediately after each use, the instruments must be disinfected or sterilized.
- Keep GripStrip metal strips separate from non-stainless steel instruments, such as rubber polishers and abrasive stones.
- Use only cleaning/disinfecting solutions that provide corrosion protection and strictly observe the concentrations recommended by the manufacturer. Rinse thoroughly with water after immersion into cleaning/disinfecting solution, otherwise discoloration or staining may occur.

**Sterilization:** For sterilization processes, we refer to the ISO 17664 standard and recommend the following procedures:

- |   |   |
|---|---|
| 1) 273°F/134°C Cycles:                              | 2) 250°F/121°C Cycles:                              |
| • T <sub>min</sub> = 134°C T <sub>max</sub> = 138°C | • T <sub>min</sub> = 121°C T <sub>max</sub> = 125°C |
| • Pressure = 45 PSI/3.15 bar (abs)                  | • Pressure = 30.5 PSI/2.10 bar (abs)                |
| • Time = 4 minutes                                  | • Time = 16 minutes                                 |

#### Caution and Warnings

- Twisting, rotating or excessive bending of GripStrip will cause the strip to break and can lead to detachment of the diamond coating.
- Pulling too forcefully in tight interproximal spaces can cause the strip to break.
- Leaving proximal surfaces roughened with 40 µm grit size or larger can lead to undesirable mechanical retention, formation of plaque and premature staining.
- Do not remove the GripStrip through the contact area using the diamond-coated sides.

#### Productbeschrijving

- Metalen strip, diamant gecoat aan de ene zijde met twee werkende secties van verschillende korrelgrootten:
- o Groot: 80 µm (blauw) en 40 µm (rood) - voor een substantiële vermindering
- o Medium: 40 µm (rood) en 15 µm (geel) - voor een gemiddelde vermindering
- o Medium Mini: 40 µm (rood) en 15 µm (geel) - voor een gemiddelde vermindering, verkleinde lengte voor een gemakkelijke hantering
- o Fijn: 15 µm (geel) en 8 µm (oranje) - voor een fijne vermindering en polijsten
- o Ongecoate middensectie om gemakkelijk tussen de contactruimten te schuiven
- Maat/afmetingen:
- o 2.5mm hoogte x 80mm lengte x 0.05 mm dikte (Groot, Medium, Fijn)
- o 2.5mm hoogte x 55mm lengte x 0.05 mm dikte (Medium Mini)
- Geperforeerde ergonomische uiteinden voor een betere grip
- Kan worden gesteriliseerd en hergebruikt

#### Gebruiksindicaties

	Groot	Medium*	Fijn
Vormen, conburen van bestaande compositrestauraties	X		
Vormgeven van compositrestauraties en kroonranden in interproximale ruimten	X	X	
Afwerken van compositrestauraties en kroonranden in interproximale ruimten		X	X
Verwijderen van overblijvend materiaal en uitstekels van compositrestauraties en kroonranden	X	X	
Eindpolijsten van interproximale ruimten			X
Verwijderen van vlekken en verkleuringen in interproximale ruimten			X
Vergemakkelijken van de orthodontische beweging door het openen van de interproximale ruimten	X	X	X

\*Dezelfde gebruiksindicaties voor Medium Mini

#### Instructies

- Om GripStrip door de contactruimte te bewegen, plaatst u het ongecoate deel van de strip aan het contactgebied (afbeelding 1) en voert u een lichte horizontale beweging uit. **OPMERKING:** Torderen, buigen of het te strak trekken van de strip kan ertoe leiden dat de strip breekt. Bij nauwe contactruimten kunt u een wig plaatsen om een kleine ruimte tussen de tanden te creëren. Indien de contactruimte overgebroken moet worden, gebruik dan Centrix ProxiDiscs® Proximal Separator Discs.

- Met een beweging heen en weer werkt u eerst met de meest schernde kant van de GripStrip (afbeelding 2), gevolgd door de minder scherende kant die de tandoppervlakken te vormen en glad te maken (afbeelding 3) totdat het gewenste resultaat is bereikt. Fijne GripStrips dienen alleen te worden gebruikt voor het polijsten en verwijderen van vlekken. **OPMERKING:** Het overslaan van een korrelgrootte kan de kwaliteit van de uitwendige behandeling verkleinen.

- Verwijder de GripStrip door eerst het ongecoate segment tegen de contactruimte te positioneren (afbeelding 4) en daarna uit te schuiven met een verticale beweging. **OPMERKING:** Verwijder de GripStrip niet via het contactgebied met de diamant-gecoate zijden.

- De tabs aan het einde van elke GripStrip zorgen voor een eenvoudige grip. Wanneer de ruimte nauw is of meer controle nodig is, pakt u de GripStrip dichter bij de middellijn en kunt u deze verder normaal gebruiken.

#### Onderhoud en sterilisatie

- GripStrip metalen strips worden niet sterk geleverd. Voorafgaand aan het eerste gebruik en direct na elk gebruik moeten de instrumenten worden gedesinfecteerd of steriliseerd.

- Houd de metalen strips van GripStrip apart van niet roestvrijstaal instrumenten zoals rubber polijsters en schuurstenen.

- Gebruik alleen reinigings/desinfectieoplossingen die schuurbescherming bieden en houd u strikt aan de concentraties die door de fabrikant worden aangegeven. Grondig spoelen met water na onderdompeling in reinigings/desinfectieoplossing, anders kunnen er verkleuringen of vlekken ontstaan.

**Sterilisatie:** Voor sterilisatieprocessen verwijzen we naar de ISO 17664-standaard en bevelen we de volgende procedures aan:

- |   |   |
|---|---|
| 1) 273°F/134°C cykli:                               | 2) 250°F/121°C cykli:                               |
| • T <sub>min</sub> = 134°C T <sub>max</sub> = 138°C | • T <sub>min</sub> = 121°C T <sub>max</sub> = 125°C |
| • Druk = 45 PSI/3.15 bar (abs)                      | • Druk = 30.5 PSI/2.10 bar (abs)                    |
| • Tijd = 4 minuten                                  | • Tijd = 16 minuten                                 |

#### Voorzichtigheid/waarschuwingen

- Het torderen, roteren of excessief buigen van de GripStrip kan ertoe leiden dat de strip breekt en kan leiden tot het loslaten van de diamant-coating.

- Te krachtig trekken in nauwe interproximale ruimten kan ertoe leiden dat de strip breekt.

- Als de proximale oppervlakken opgeruwd worden gelaten met 40 µm korrelgrootte of groter, kan dat leiden tot ongewenste mechanische effecten, plakkerving en voorbijgaande verkleuring.

- Verwijder de GripStrip niet via het contactgebied met de diamant-gecoate zijden.

## English INSTRUCTIONS FOR USE

Solo para uso profesional

#### Descripción del producto

- Tira de metal, con un solo lado diamantado y dos partes operativas con diferentes granulometrías:
- o Gruesa: 80 µm (azul) y 40 µm (rojo); para reducción importante
- o Media: 40 µm (rojo) y 15 µm (amarillo); para reducción moderada
- o Media mini: 40 µm (rojo) y 15 µm (amarillo); para reducción moderada, longitud reducida para más fácil manejo
- o Fina: 15 µm (amarillo) y 8 µm (naranja); para reducción y pulido finos
- o Parte media no diamantada para deslizarse fácilmente por las zonas de contacto
- Tamaño/dimensiones:
- o 2.5 mm de altura x 80 mm de longitud x 0.05 mm de espesor (gruesa, media y fina)
- o 2.5 mm de altura x 55 mm de longitud x 0.05 mm de espesor (media mini)
- Extremos anatómicos perforados para un mejor agarre
- Esterilizable y reutilizable

#### Indicaciones de uso

	Gruesa	Media*	Fina
Remodelado y contorneado de las restauraciones con composite existentes	X		
Remodelado de las restauraciones con composite y de los márgenes de las coronas en las zonas interproximales	X	X	
Acabado de las restauraciones con composite y de los márgenes de las coronas en las zonas interproximales		X	X
Eliminación de los excesos de material y de los desbordes de las restauraciones con composite y de los márgenes de las coronas	X	X	
Pulido final de las zonas interproximales			X
Eliminación de manchas y pigmentaciones en las zonas interproximales	X	X	X
Facilitación del movimiento ortodóntico de los dientes con corona al abrir los espacios interproximales			

\* Mismas indicaciones de uso para media mini.

#### Instrucciones

- Para deslizar la tira GripStrip por la zona de contacto, debe introducirse la parte no diamantada de la tira en la zona de contacto (figura 1) con un ligero movimiento horizontal. **NOTA:** No retuerza, doble ni tire con demasiada fuerza de la tira, ya que podría romperse. En caso de que la zona de contacto sea muy estrecha, introduce una cuña para permitir una separación mínima entre los dientes. Si necesita deshacer un contacto, utilice los discos separadores proximales Centrix ProxiDiscs®.
- Con un movimiento de vaivén, primero se procede con el lado más abrasivo de la tira GripStrip (figura 2) y luego con el lado menos abrasivo para remodelar y alisar las superficies dentarias (figura 3) hasta obtener el resultado deseado. Las tiras GripStrips finas solo deben utilizarse para pulido y eliminación de manchas. **NOTA:** Saltarse un tamaño de grano puede reducir la calidad de la restauración final.
- Para extraer la tira GripStrip coloque primero la parte no diamantada en la zona de contacto (figura 4) y luego quite la tira con un movimiento vertical. **NOTA:** No extraiga la tira GripStrip por la zona de contacto con las partes diamantadas.
- Las lengüetas en el extremo de cada tira GripStrip permiten un fácil agarre. Cuando el espacio es estrecho o se necesita mayor control, sujeté la tira GripStrip más cerca de la línea media y utilícela normalmente.

#### Mantenimiento y esterilización

- Las tiras metálicas GripStrip se entregan no estériles. En el primer uso e inmediatamente después de cada uso, los instrumentos deben desinfectarse o esterilizarse.
- Deben separarse las tiras metálicas GripStrip de los instrumentos que no sean de acero inoxidable, p. ej., los pulidores de goma y las piedras abrasivas.
- Únicamente una solución de limpieza y desinfección que confiera protección contra la corrosión, siguiendo scrupulosamente las concentraciones indicadas por el fabricante. Enjuague bien con agua después de la inmersión en la solución de limpieza y desinfección; de lo contrario, podrían aparecer manchas o pigmentación.

**Esterilización:** Para los procesos de esterilización, nos referimos a la norma ISO 17664 y recomendamos seguir estos procedimientos:

- |   |   |
|---|---|
| 1) Ciclos a 134°F/73°C:                             | 2) Ciclos a 121°F/50°C:                             |
| • T <sub>min</sub> = 134°C T <sub>max</sub> = 138°C | • T <sub>min</sub> = 121°C T <sub>max</sub> = 125°C |
| • Presión = 3,15 bar/45 psi (abs)                   | • Presión = 2,10 bar/30 psi (abs)                   |
| • Tiempo = 4 minutos                                | • Tiempo = 16 minutos                               |

#### Precaución y advertencias

- Retorcer, girar o doblar en exceso la GripStrip provocará que la tira se rompa y puede generar el desprendimiento del revestimiento de diamante.
- Tirar demasiado energéticamente en espacios interproximales ajustados puede provocar la ruptura de la tira.
- Dejar ásperas las superficies proximales de 40 µm o mayor puede provocar una retención mecánica no deseada, la formación de placa y la aparición prematura de manchas.
- No extraiga la tira GripStrip por la zona de contacto con las partes diamantadas.


## Suomi KÄYTÖÖHJEET

Ainoastaan ammattikäytöön

#### Tuotekuvaus

- Metalliliiska, ainoastaan yhdellä puolella tim

## GripStrip Use Overview



**DO NOT TWIST**

Twisting will cause strip to break. Use wedge if too tight.

1

2

3

4

### Deutsch

#### GEBRAUCHSANWEISUNG

Nur zur zahnärztlichen Untersuchung

##### Produktbeschreibung

- Metalstrips, einseitig diamantiert, mit zwei Arbeitsfeldern in den Körnungen:
- Grob: 80 µm (blau) und 40 µm (rot) – für große Reduktion
- Mittel: 40 µm (rot) und 15 µm (gelb) – für moderate Reduktion
- Mittel-mini: 40 µm (rot) und 15 µm (gelb) – für moderate Reduktion, für leichtere Handhabung gekürzt
- Fein: 15 µm (gelb) und 8 µm (orangefarben) – für feine Reduktion und Glättung
- Unbeschichtetes Mittelsegment, das leicht durch die Kontaktbereiche gleitet
- Größe:
- o 2,5 mm hoch x 80 mm lang x 0,05 mm dick (grob, mittel, fein)
- o 2,5 mm hoch x 55 mm lang x 0,05 mm dick (mittel-mini)
- Stripen griffiger, perforiert und ergonomisch geformt
- Sterilisierbar und wieder verwendbar

##### Indikationen

	Grob	Mittel*	Fein
Konturieren von Kompositfüllungen	X		
Konturierung von Kompositfüllungen und Kronenrändern in Interproximalbereichen	X	X	
Schleifen von Kompositfüllungen und Kronenrändern in Interproximalbereichen		X	X
Beseitigung von Überschlüssen und Überständen von Kompositfüllungen und Kronenrändern	X	X	
Abschließende Politur von Interproximalbereichen			X
Beseitigung von Verfärbungen in Interproximalbereichen			X
Verwendung kieferorthopädischer Instrumente bei Zahngangstand durch Eröffnung von Interproximalbereichen	X	X	X

\* Die gleichen Indikationen gelten für mittel-mini

##### Anweisungen

- Um den GripStrip durch den Kontaktbereich zu bewegen, den unbeschichteten Bereich des Strips im Kontaktbereich (Abb. 1) platzieren und eine leichte horizontale Bewegung durchführen. **HINWEIS:** Der Strip darf während der Verwendung nicht übermäßig gedreht, gebogen oder gezogen werden, da er andernfalls brechen könnte. Falls der Kontaktbereich sehr schmal ist, kann es sinnvoll sein, zunächst einen Keil einzusetzen, um eine leichte Lücke zwischen den Zähnen zu schaffen. Wenn ein Kontakt unterbrochen werden muss, Centrix ProxIDiscs® Proximal Separator Discs verwenden.
- Mit einer Hin-und-her-Bewegung zunächst mit der abrasiveren Seite des GripStrip (Abb. 2) und dann mit der weniger abrasiven Seite arbeiten, um die Zahnoberflächen zu polieren und zu glätten, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist. Feine GripStrips sollten nur für Politur und das Entfernen von Verfärbungen verwendet werden. **HINWEIS:** Wird eine Strip-Größe übersteigen, kann die Qualität der endgültigen Restauration darunter leiden.
- Der GripStrip muss in einer vertikalen Bewegung entfernt werden, nachdem das unbeschichtete Segment wieder im Kontaktbereich (Abb. 4) platziert wurde. **HINWEIS:** Der GripStrip darf nicht mit den diamantierten Seiten aus dem Kontaktbereich entfernt werden.
- Jeder GripStrip lässt sich über die Flächen an den Enden leicht fassen. Wenn es wenig Platz gibt oder eine genauere Kontrolle erforderlich ist, ist der GripStrip näher an der Mittellinie zu greifen und normal zu verwenden.

##### Pflege und Sterilisation

- GripStrip Metalstrips werden unsteril geliefert. Beim ersten Einsatz am Patienten sowie unmittelbar nach jedem Gebrauch muss der Strip desinfiziert, gereinigt und sterilisiert werden.
- GripStrip Metalstrips sind von nicht aus Edelstahl bestehenden Instrumenten, wie z. B. Gummipolierern und Schleifsteinen, zu trennen.
- Nur Reinigungs- und Desinfektionslösungen verwenden, die gleichzeitig Korrosionsschutz bieten. Dabei sind die vom Hersteller angegebenen Konzentrationen genau einzuhalten. **Nach Verwendung der Reinigungs- oder Desinfektionslösung gründlich mit Wasser abspielen, da es sonst zu Verfärbungen kommen kann.**

Sterilisation: Zu Sterilisationsverfahren siehe ISO 17664. Empfohlen werden folgende Einstellungen:

- |                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1) 134°C-Zyklen:                  | 2) 121°C-Zyklen:                    |
| • Tmin = 134°C Tmax = 138°C       | • Tmin = 121°C Tmax = 125°C         |
| • Druck = 45 psi / 3,15 bar (abs) | • Druck = 30,5 psi / 2,10 bar (abs) |
| • Zeit = 4 Minuten                | • Zeit = 16 Minuten                 |

- Achtung**
- Ein Verwinden, Drehen oder übermäßiges Biegen des GripStrips führt zum Bruch des Streifens und kann zur Ablösung der Diamantschichtung führen.
  - Ein übermäßiges Ziehen in engen Interdentalräumen kann zum Bruch führen.
  - Wird eine Fläche, die mit einer Körnung von 40 µm oder mehr bearbeitet wurde, nicht feiner poliert, so kann dies zu unerwünschter mechanischer Retention, Bildung von Plaque und vorzeitigen Verfärbungen kommen.
  - Der GripStrip darf nicht mit den diamantierten Seiten aus dem Kontaktbereich entfernt werden.

### Svenska

#### BRUKSANVISNING

Endast för professionellt bruk

##### Produktbeskrivning

- Metallremesa, diamantbelagd på endast en sida med två arbetssektioner med olika kornighet:
- o Grov: 80 µm (blå) och 40 µm (röd) – för avsevärd reduktion
- o Medium: 40 µm (röd) och 15 µm (gul) – för mättig reduktion
- o Medium Mini: 40 µm (röd) och 15 µm (gul) – för mättig reduktion, minskad längd för enklare hantering
- o Fin: 15 µm (gul) och 8 µm (orange) – för fin reduktion och polering
- o Obelagd mittsektion som enkelt glider genom kontakt

- Storlek/mått:
- o 2,5 mm höjd x 80 mm längd x 0,05 mm tjocklek (Grov, Medium, Fin)
- o 2,5 mm höjd x 55 mm längd x 0,05 mm tjocklek (Medium Mini)

- Perforerade anatomiska ändar för bättre grepp

- Sterilisera och återanvändbara

##### Indikationer för användning

	Grov	Medium*	Fin
Formning och finish av befintliga kompositrestaureringar	X		
Formning av kompositrestaureringar och kronkanter i interproximala områden	X	X	
Finish av kompositrestaureringar och kronkanter i interproximala områden		X	X
Borttagning av överflödig material och överhang från kompositrestaureringar och kronkanter	X	X	
Slutpolering av interproximala områden			X
Borttagning av fläckar och missfärgningar i interproximala områden			X
Underlättar ortodontisk förflyttning av trånga tänder genom att öppna interproximala utrymmen	X	X	X

\* Samma indikationer för användning för Medium Mini

##### Instruktioner

- För att foga GripStrip genom kontakten, placera den obelagda delen av remsan vid kontakten (figur 1) och använd en lätt horisontell rörelse. **OBS:** Vrid, böj eller dra inte remsan för hårt, den kan brytas. För snäva kontakter, infoga en kil för att skapa en lätt separation mellan tänderna. Om du behöver bryta en kontakt använder du Centrix ProxIDiscs® proximal separationsdiscar.
- För remsan fram och tillbaka, arbeta först med den strävare sidan av GripStrip (figur 2), följt av den mindre strävaren sidan för att forma och jämna tändernas ytor (figur 3) tills du oskatt resultat uppnås. GripStrips bör endast användas för polering och fläckborttagning. **OBS:** Att inte välja koriktig kornighet kan minska kvaliteten hos den slutliga restaureringen.
- Ta bort GripStrip genom att först positionera den obelagda delen av remsan vid kontakten (figur 4) och skjut ut med en vertikal rörelse. **OBS:** Ta inte bort GripStrip genom kontaktnöden med hjälp av den diamantbelagda sidorna.
- Flikna i änden av varje GripStrip underlättar hanteringen. Om utrymmet är trångt eller mer kontroll behövs, håll GripStrip närmare mittlinjen och använd normalt.


##### Underhåll och sterilisering

- GripStrip metalremresa levereras i ett icke-steril tillstånd. Innan man använder dem för första gången, samt omedelbart efter varje användning, ska instrumenten desinficeras och steriliseras.
  - Håll GripStrip metalremresa borta från icke-roströstra stålinstrument, såsom polerkoppar av gummi och silipstenar.
  - Använd endast rengörings-/desinfektionslösningar som ger rostskydd och följ alltid tillverkarens anvisningar. Skölj noggrant med vatten efter nedskänkning i rengörings-/desinfektionslösningen, annars kan bleking eller missfärgning inträffa.
- Sterilisering: För steriliseringprocesser hänvisar vi till ISO 17664-standarden och rekommenderar följande förvaranden:


- |                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1) 134°C cykler:                  | 2) Cykler av 230°F/121°C:             |
| • Tmin = 134°C Tmax = 138°C       | • Tmin = 121°C Tmax = 125°C           |
| • Druck = 45 psi / 3,15 bar (abs) | • Pressão = 30,5 psi / 2,10 bar (abs) |
| • Durée = 4 minutes               | • Tid = 16 minutes                    |

Försiktighetsåtgärder och varningar


- Vridning, rotering eller överdriven böjning av GripStrip kommer att orsaka att remsan bryts och kan leda till att diamantbeläggningen lossnar.
- Om man drar alltför kraftfullt i trånga interproximala utrymmen kan remsan brytas.
- Att lämna approximalytor uppgradera med 40 µm kontursteklar eller större, kan leda till oönskad mekanisk retention, bildande av plack och missfärgning i förbindelse.
- Ta inte bort GripStrip genom kontaktnöden med hjälp av den diamantbelagda sidorna.




REF 860011 Centrix GripStrip™ Coarse



REF 860014 Centrix GripStrip™ Medium Mini



REF 860010 Centrix GripStrip™ Medium



REF 860012 Centrix GripStrip™ Fine

### Português

#### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Apenas para uso profissional

##### Descrição do produto

- Tira metálica revestida com diamante apenas de um lado, com duas peças móveis com tamanhos diferentes de grão:
  - o Espresso: 80 µm (azul) e 40 µm (vermelho) – para uma redução substancial
  - o Clássico: 40 µm (vermelho) e 15 µm (amarelo) – para uma redução moderada
  - o Clássico Mini: 40 µm (vermelho) e 15 µm (amarelo) – para uma redução moderada, menor comprimento para facilitar o manuseamento
  - o Fino: 15 µm (amarelo) e 8 µm (laranja) – para uma redução e um polimento finos
  - o Secção intermediária não revestida para deslizar facilmente através dos contactos
- Tamanho/dimensões:
  - o 2,5 mm altura x 80 mm comprimento x 0,05 mm de espessura (Espresso, Clássico, Fino)
  - o 2,5 mm altura x 55 mm comprimento x 0,05 mm de espessura (Clássico Mini)
- Extremidades anatomicamente perfuradas para uma melhor aderência
- Esterilizável e reutilizável

##### Indicações de utilização

	Espresso	Clássico*	Fino
Moldagem, contorno das restaurações com compósito existentes	X		
Moldagem de restaurações com compósito e margens de coroas em áreas interproximais	X	X	
Acabamento de restaurações com compósito e margens de coroas em áreas interproximais		X	X
Remoção do material em excesso e de saliências de restaurações com compósito e margens de coroas	X	X	
Polimento final de áreas interproximais			X
Remoção de manchas e descolorações em áreas interproximais		X	X
Facilitação de movimentos ortodônticos de dentes apinhados abrindo os espaços interproximais	X	X	X

\* As mesmas indicações de utilização para o Clássico Mini

##### Instruções

- Para fazer passar a GripStrip através do contacto, coloque a secção não revestida da tira no contacto (figura 1) e exerce um leve movimento horizontal. **NOTA:** Não torce, dobre ou puxe a tira com força excessiva, caso contrário a tira pode quebrar. Se os contactos forem apertados, insira uma cunha para criar uma ligeira separação entre os dentes. Para romper um contacto, utilize os Discos do Separador Centrix ProxDiscs® Proximal Separator Discs.
- Com um movimento para trás e para a frente, comece por trabalhar com o lado mais abrasivo da GripStrip (figura 2), passando depois para o lado menos abrasivo para moldar e amaciá-lo das partes dentes (figura 3) até obter o resultado pretendido. As GripStrips Finais só devem ser utilizadas para polimento e remoção de manchas. **NOTA:** Ao deixar passar um tamанo de grão, a qualidade da restauração final pode diminuir.
- Retire a GripStrip começando por posicionar o segmento não revestido no contacto (figura 4) e depois retirando-a com um movimento vertical. **NOTA:** Não retire a GripStrip através da área de contacto usando os lados revestidos com diamante.
- As 4 asas na extremidade de cada GripStrip permitem agarrar a tira com facilidade. Se o espaço for reduzido ou se necessitar de mais controlo, segure a GripStrip mais perto da linha central e utilize normalmente.

##### Mantenimento e esterilização

- As tiras de metal GripStrip são fornecidas não esterilizadas. Antes da primeira utilização e imediatamente após cada utilização, os